




bluAqua®

Druckminderer GCE Mediselect II 25 I

Bestell-Nr.: DM25k



Daten und Fakten:

- Stufenweise einstellbarer Flow bis 25 l /min
- Hochdruckhandanschluss G 3/4",
- passend für Sauerstoffflaschen nach DIN 477-1 (D, AT alle Größen)
- 360° schwenkbarer Abgang UNF 9/16" mit Schlauchanschlussstülle 6 mm
- Eingangsdruck 200 bar | Ausgangsdruck 4.5 bar
- Robuster Körper aus vernickeltem Messing
- Stoßgeschütztes, dreh- und schwenkbares Flascheninhalts-Manometer
- Integriertes Überdruck-Sicherheitsventil
- Integrierter Sinter-EingangsfILTER im Hochdruckanschluss
- **10 Jahre wartungsfreier Betrieb**