

SAUERSTOFFRUCKSACK «BRÜGGE»



BESCHREIBUNG

Der hochwertige **Sauerstoffrucksack «Brügge»** eignet sich besonders für den Transport von Sauerstoffflaschen samt Zubehör. Mit Reflexstreifen und wasserabweisenden Boden – ideal für den Einsatz im Freien.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Für Sauerstoffflaschen bis 2 l (Befestigung mit Clipverschlüssen)
- Entnehmbare Modultasche (Befestigung im Rucksack mittels Klett)
- 2 Seitenfächer, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- Tragegriffe oben und an der Seite sowie Soft-Träger sorgen für einen bequemen Transport
- Wasserabweisender Boden und Reflexstreifen für den Einsatz im Freien
- Abmessungen (ohne Außentaschen): 55 x 35 x 23 cm (H x B x T)
- Lieferung ohne Inhalt

Übersicht




Artikelnummer:
T131065

Kategorie:
**Notfall-Rucksäcke /-
Taschen**

EAN Code:
4260306775347

Teqler ist eine Marke der NetMed S.à.r.l.

 NetMed S.à.r.l.
8, Am Scheerleck, 6868 Wecker, Luxembourg

 +352 267149 09  +352 267149 19  info@netmed.lu

Social Media

