

SAUERSTOFFTASCHE «GENT»



BESCHREIBUNG

Die **Sauerstofftasche «Gent»** aus wasserabweisendem Nylon-Material ist speziell für den Transport von Sauerstoffflaschen und passendem Zubehör konzipiert. Dank der Reflexstreifen auch ideal für den Außeneinsatz geeignet.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Sauerstofftasche aus wasserabweisendem Nylon-Material
- Farbe der Tasche: blau, Farbe der Reflexstreifen: Eis-weiß
- Gurte im Inneren ermöglichen die Befestigung der Sauerstoffflasche
- 3 Außentaschen (2 Seiten- und 1 Fronttasche)
- Reißverschluss-Fach für Dokumente im Deckel
- Tragegurte mit Polster
- Außenmaße (großes Fach): Länge: 53 cm, Breite: 26 cm, Tiefe: 18 cm
- Innenmaße (großes Fach): Länge: 50 cm, Breite: 21 cm, Tiefe: 17 cm
- Lieferung ohne Inhalt

Übersicht




Artikelnummer:
T131091

Kategorie:
**Notfall-Rucksäcke /-
Taschen**

EAN Code:
4260306775361

Teqler ist eine Marke der NetMed S.à.r.l.

 NetMed S.à.r.l.
8, Am Scheerleck, 6868 Wecker, Luxembourg

 +352 267149 09  +352 267149 19  info@netmed.lu

Social Media

